

## 1. Instrucciones de instalación de la APP MCG para la versión Android

Utiliza el navegador de tu móvil para escanear el código QR.

iCan CGM


For Android device




## 2. Haga clic en instalar




## ③ Haga clic en descargar



④ Algunos teléfonos móviles pueden este mensaje, haga clic en instalar



⑤ Espere a que se complete la instalación y abra la aplicación




## 1. Instrucciones para instalación de la App MCG para versión IOS

Abrir el enlace a través del navegador desde Safari:

<https://testflight.apple.com/join/U0hJoMzE>

La página web es como se muestra:



### ② Instalar Testflight

Click the "1" button on the web page in Figure ① to jump to the AppStore to download Testflight (if it is already installed, go directly to step ③)



### ③ Install iCan CGM app

Haga clic en el botón 1 de la página web de la figura "2" en figura para saltar a Testflight. Haga click para instalar la aplicación iCan MCG

