




Instrucciones de la aplicación iCan Reach




iCan Health App

Conectar directamente con el dispositivo MCG para recibir los datos MCG transmitidos.

iCan Reach


- Mostrar los datos cargados por iCan App
- Permitir el acceso de hasta 10 socios asistenciales




Invitar a un familiar o a un profesional de la salud

Sinocare

iCan APP: Ajustes > iCan ACCESS para invitar a compañeros de asistencia.



iCan APP-iCan ACCES




Invitar a un familiar o a un profesional de la salud

Invitar a un familiar o a un profesional de la salud


Sinocare

Proceso de invitación:


Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico del Socio Asistencial → Revise la información de la invitación → El Socio Asistencial recibe el correo electrónico de invitación



Introduzca la dirección de E-mail



Revisar la información de la invitación




E-mail de invitación

Descargar iCan Reach

Sinocare

Descarga de Care Partner iCan Reach → Registro e inicio de sesión




Descargar iCan Reach

Registro e inicio de sesión

Añadir usuario de MCG


Sinocare

Introduzca el código de invitación → confirme los ajustes de alerta → empieza a llegar.




The screenshot shows the 'iCan Reach' app interface. At the top, there is a hamburger menu icon and the text 'iCan Reach'. Below this, a message reads: 'Check your email if you're expecting an invitation or ask your Care Partner to send one. Once you accept an invitation, please enter the invitation code here.' Underneath the message is a text input field with the placeholder 'Enter the invitation code'. At the bottom of the screen is a large red button labeled 'Next'.

Introduzca el código de invitación



The screenshot shows the 'Notification Settings' screen. At the top, there is a back arrow icon and the text 'Notification Settings'. Below this, a message reads: 'Gabriel recommends these settings for you. You can change the Alert level here.' The screen is divided into two sections: 'Urgent Low' and 'Notify Me Above'. The 'Urgent Low' section has a toggle switch set to 'On'. The 'Notify Me Above' section has a value of '200 mg/dL' and a sub-label 'Notify above 200 mg/dL'. Below this are 'Sounds' (On) and 'Message' (On). The 'Notify Me Below' section has a value of '70 mg/dL' and a sub-label 'Notify below 70 mg/dL'. Below this are 'Sounds' (On) and 'Message' (Off). At the bottom of the screen is a large red button labeled 'Start Reaching'.

Configuración de la alerta



The screenshot shows the 'iCan Reach' app home screen. At the top, there is a hamburger menu icon, the text 'iCan Reach', and a user profile icon. Below this, the screen is divided into two sections: 'Active' and 'Inactive'. The 'Active' section lists three users: 'GabrielRebeccaR...' with a 'HIGH' alert level (3 mins ago), 'Rebecca' with a 'LOW' alert level (Now), and 'Sam' with a '182' alert level (Now). The 'Inactive' section lists two users: 'Riemann' with a 'Sensor Warmup' status and 'Katyusha' with a 'Monitoring has ended' status.

Página de inicio

Visualización de datos

Haga clic en el usuario MCG correspondiente para ver los datos detallados:
Contenido mostrado en la interfaz vertical: glucosa en tiempo real, diferencia de glucosa, tendencias de glucosa y tiempo de monitorización restante.
Contenido mostrado en la interfaz horizontal: gráfico de glucosa con las últimas 1h/3h/6h/12h/24h.

